



Nalgene® Fluorierte große Weithalsflaschen

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Fluorierte große Weithalsflaschen Thermo Scientific Nalgene fluorierte große Weithalsflaschen aus HDPE zeigen eine erhöhte Langzeitleistung und verhindern Materialverlust aufgrund von Permeation. Kapazität (metrisch): 2 L Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 gal. Beschreibung: Kapazität: 0,5 gal . Durchmesser (angloamerikanisch): 4.7 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 3,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 89mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Wide Mouth Bottle Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Verschlussgröße: 100 mm Verschlussmaterial: Fluorinated Polypropylene Verschlusstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 9.6 in. Öffnung: Wide Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 4.73 in. Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0411
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108709765

