



Nalgene[®] Große Enghalsflaschen, LDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Große Enghalsflaschen, LDPE Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser. Fassungsvermögen: 8 l, 2 gal Kapazität (metrisch): 8L Kapazität (angloamerikanisch): 2 Gallone. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Große Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Große Weithalsflasche Verschlussfarbe: Weiß Halsausführung: 53B Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Erfordernisse der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 B Verschlussmaterial: Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 9,8 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0503
Hersteller (Marke)	Nalgene

