



Nalgene[®] Große Enghalsflaschen, LDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Große Enghalsflaschen, LDPE Thermo Scientific Nalgene große Enghalsflaschen aus LDPE eignen sich ideal zum Aufbewahren von Chemikalien und Standardlösungen sowie Auffangen und Lagern von destilliertem Wasser. Fassungsvermögen: 0.5 gal., 2 L Kapazität (metrisch): 2L Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 gal . Beschreibung: Large Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Large Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: White Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Höhe (angloamerikanisch): 9.8 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0501
Hersteller (Marke)	Nalgene

