




Nalgene[®] Große Enghalsflaschen, PP, braun

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Große Enghalsflaschen, PP, braun Thermo Scientific Nalgene große braune Enghalsflaschen aus Polypropylen eignen sich am besten zum Aufbewahren lichtempfindlicher Substanzen. Fassungsvermögen: 0.5 gal., 2 l Kapazität (angloamerikanisch): 0,5 gal . Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Braune Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Bernsteinfarbig Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllen die Vorschriften der US-Pharmakopöe XXIII bezüglich maximal zulässiger Lichtdurchlässigkeit. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: PP-Verschluss Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 9.8 in. Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 4.75 in. Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0507
Hersteller (Marke)	Nalgene

