



Nalgene[®] HDPE Biotainer Bottles

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene HDPE Biotainer Bottles Mit diesen zertifizierten sterilen und sofort einsetzbaren Flaschen entfallen die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die damit verbundenen Validierungen. Kapazität (metrisch): 4 l Kapazität (angloamerikanisch): 135,3 oz.
Beschreibung: HDPE Biotainer, Laborpackung Durchmesser (angloamerikanisch): 5.6 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 8 Menge: 8/Packung 24/Karton Typ: Standard Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP lt;661gt;, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1520 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 mm Durchmesser (metrisch): 143 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Lagerung und Transport Höhe (angloamerikanisch): 11,77 in. Höhe (metrisch): 299 mm Öffnung: Eng Form: Rund Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1367
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108737512

