



Nalgene[®] IP2-Weithalsflaschen aus HDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene IP2-Weithalsflaschen aus HDPE Lagern Sie trockene oder flüssige Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE, die sich ideal als Innenbehälter für Kombinationsverpackungen eignen. Fassungsvermögen: 250 ml

(8 oz.) Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 131 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2-Flasche Außendurchmesser (metrisch): 61 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 43 – 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 33 mm (innen), 61 mm (außen) Höhe (angloamerikanisch): 5,1 in. Öffnung: Weit Form: Rund Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0493
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108709936

