



Nalgene[®] IP2-Weithalsflaschen aus HDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene IP2-Weithalsflaschen aus HDPE Lagern Sie trockene oder flüssige Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE, die sich ideal als Innenbehälter für Kombinationsverpackungen eignen. Fassungsvermögen: 500 ml

(16 oz.) Kapazität (metrisch): 500 ml Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 168 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2-Flasche Außendurchmesser (metrisch): 73 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 – 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 44 mm (innen), 73 mm (außen) Höhe (angloamerikanisch): 6,6 in. Öffnung: Weit Form: Rund Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0494
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108709940

