



Nalgene[®] IP2-Weithalsflaschen aus HDPE

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene IP2-Weithalsflaschen aus HDPE Lagern Sie trockene oder flüssige Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE, die sich ideal als Innenbehälter für Kombinationsverpackungen eignen. Fassungsvermögen: 125 ml

(4 oz.) Kapazität (metrisch): 125 ml Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 99 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: IP2-Flasche Außendurchmesser (metrisch): 50 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 – 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 28 mm (innen), 50 mm (außen) Höhe (angloamerikanisch): 3,8 in. Öffnung: Weit Form: Rund Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0492
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108709928

