



## Nalgene<sup>®</sup> IP2-Weithalsflaschen aus HDPE

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Nalgene IP2-Weithalsflaschen aus HDPE Lagern Sie trockene oder flüssige Stoffe in Thermo Scientific™ Nalgene™ IP2-Weithalsflaschen aus HDPE, die sich ideal als Innenbehälter für Kombinationsverpackungen eignen. Fassungsvermögen: 1000 ml,

32 oz. Kapazität (metrisch): 1000 ml Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflaschen Passport IP2 Innendurchmesser (metrisch) Hals: 53 mm Enthält: Polypropylen-Schraubverschlüsse (PP) Höhe (metrisch) mit Verschluss: 199 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 6 Typ: IP2 Bottle Außendurchmesser (metrisch): 91 mm Zertifizierung/Konformität: Erfüllt IATA Bestimmungen für den Transport gefährlicher Güter, Abschnitt 5.0.2.9. Closure Included: Yes Verschlussgröße: 63 bis 415 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Screw Cap Durchmesser (metrisch): 53 mm (Inner), 91 mm (Outer) Höhe (angloamerikanisch): 7.8 in. Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 24

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0495
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108709954

