



Nalgene® LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch.
Fassungsvermögen: 15 ml, 0.5 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 0.5 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe:
Tiefkühlgerät mit natürlichem Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016
quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp:
Schraubverschluss Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 2.3 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss:
No Breite (angloamerikanisch): 0.98 in. Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0250
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108720039

