



Nalgene® LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch.
Fassungsvermögen: 250 ml, 8 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe:
Tiefkühlgerät mit natürlichem Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016
quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI.
Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp:
Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 6.69 in. Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size:
Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0245
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108730034

