



Nalgene® LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss Führen Sie Anwendungen, wie z. B. Spurenelementanalysen, mit flexiblen, schlagfesten und chemikalienbeständigen Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben Beschreibung: Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 20 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Erfordernisse der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 3,34 in. Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0243
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108730032

