



Nalgene[®] LDPE-Flaschen niedrigem Partikel-/Metallgehalt

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene LDPE-Flaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt mit Verschluss Thermo Scientific Nalgene Flaschen aus LDPE mit niedrigem Partikel- und Metallgehalt und Verschluss gewährleisten genaues Befüllen und Ausgießen. Fassungsvermögen: 125 ml (4 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Niedriger Partikelgehalt: Ja Halsausführung: 24 mm Zertifizierung/Konformität: Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 50 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,97 in. Höhe (metrisch): 101 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,98 in. Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1372
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238720031

