



Nalgene® LDPE-Flaschen niedrigem Partikel-/Metallgehalt

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene LDPE-Flaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt mit Verschluss Thermo Scientific Nalgene Flaschen aus LDPE mit niedrigem Partikel- und Metallgehalt und Verschluss gewährleisten genaues Befüllen und Ausgießen. Fassungsvermögen: 1000 ml (32 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Innendurchmesser (metrisch) Hals: 27 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Niedriger Partikelgehalt: Ja Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 91 mm Höhe (angloamerikanisch): 8,5 in. Höhe (metrisch): 216 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 3,6 in. Unit Size: Case of,24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1375
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238720034

