



Nalgene[®] LDPE-Flaschen niedrigem Partikel-/Metallgehalt

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene LDPE-Flaschen mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt mit Verschluss Thermo Scientific Nalgene Flaschen aus LDPE mit niedrigem Partikel- und Metallgehalt und Verschluss gewährleisten genaues Befüllen und Ausgießen. Fassungsvermögen: 500 ml (16 oz.) Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Flasche mit niedrigem Partikel-/Metallgehalt Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Niedriger Partikelgehalt: Ja Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Auf Partikel- und Spurenmetallgehalt zertifiziert Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 73 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 6,71 in. Höhe (metrisch): 170 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,86 in. Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1374
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238720033

