



Nalgene[®] LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss In der stoßfesten Thermo Scientific Nalgene LDPE-Weithalsflasche mit Verschluss erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Die Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Erfordernisse der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,39 in. Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,53 in. Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0345
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108721032

