



Nalgene® LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ LDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss In der stoßfesten Thermo Scientific Nalgene LDPE-Weithalsflasche mit Verschluss erkennen Sie deutlich den Flüssigkeitsstand. Fassungsvermögen: 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 Unze Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Weithalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Halsausführung: 28 mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der Norm ISO 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Höhe (angloamerikanisch): 2,48 in. Öffnung: Weite Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0344
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108721031

