



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Nalgene® Mason-Flaschen aus PPCO mit Verschluss

218,04 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Nalgene Mason-Flaschen aus PPCO mit Verschluss Transferieren Sie Flüssigkeiten im Labor oder Feld mit den Thermo Scientific Nalgene PPCO-Mason-Flaschen mit Verschluss. Fassungsvermögen: 2000 ml, 64 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Farbe: Durchscheinend Innendurchmesser (metrisch) Hals: 61 mm Zur Verwendung mit (Anwendung): Fluid Transfer Closure DS2153-0700 Material: PPCO Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Mason Jar Verschlussfarbe: weiß Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 70 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 9.6 in. Öffnung: Wide Form: Round Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0384
Hersteller (Marke)	Nalgene
Transporttemperatur	Raumtemperatur

