




## Nalgene<sup>®</sup> Nalgene Verdünnungsflaschen, Polysulfon

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene Verdünnungsflaschen, Polysulfon, Polypropylen-Schraubverschluss Thermo Scientific Nalgene Verdünnungsflaschen sind unsere durchsichtigsten und genauesten Verdünnungsflaschen. Kapazität (metrisch): 220 mL Kapazität (angloamerikanisch): 7.37 oz. Material: Polysulfon Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Dilution Bottle Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 7,37 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 220ml Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 - 415mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Screw Cap Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 6.05 in. Länge (angloamerikanisch): 1.75 in. Öffnung: Wide Form: Nalgene Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.75 in. Unit Size: Case of 48

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0662
Hersteller (Marke)	Nalgene

