



Nalgene® PETG Biotainer Bottles

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene PETG Biotainer Bottles Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen. Fassungsvermögen: 1 l Kapazität (metrisch): 1 l Kapazität (angloamerikanisch): 33,8 Unzen Beschreibung: 3110-42 Durchmesser (angloamerikanisch): 3.8 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.46 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 37 mm Anzahl pro Karton: 35 Anzahl pro Packung: 5 Menge: 5/Packung, 35/Karton Typ: Quadratisch Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP lt;661gt,, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315 Closure Liner: Polyethylenschaumkern Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Durchmesser (metrisch): 98 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Langzeitlagerung (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 7,9 in. Höhe (metrisch): 201 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 35

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0746
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108731104

