



Nalgene[®] PETG Biotainer Bottles

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene PETG Biotainer Bottles Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen. Kapazität (metrisch): 2 l Kapazität (angloamerikanisch): 67,63 Unzen Beschreibung: 3230-20 Durchmesser (angloamerikanisch): 4.57 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 36 mm Anzahl pro Karton: 20 Anzahl pro Packung: 20 Menge: 20/Packung, 20/Karton Typ: Quadratisch Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP lt;661 gt;, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Durchmesser (metrisch): 116 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Langzeitlagerung (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 10,4 in. Höhe (metrisch): 265 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 20

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1032
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108732301

