



Nalgene® PETG Biotainer Bottles

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene PETG Biotainer Bottles Sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen im Vergleich zu wiederverwendbaren Flaschen. Fassungsvermögen: 5 Liter (1.3 Gal.) Kapazität (metrisch): 5 l Kapazität (angloamerikanisch): 1.3 Gallone. Beschreibung: Mit Polyethylen-Henkel Durchmesser (angloamerikanisch): 6.5 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1,5 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 38 mm Enthält: Polyethylene Handle Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Menge: 6/Packung, 6/Karton Typ: Quadratisch mit Polyethylen-Henkel Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP lt;661gt;, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Durchmesser (metrisch): 166 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Langzeitlagerung (Anwendung) Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 11,4 in. Höhe (metrisch): 290 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1069
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108734158

