



Nalgene® PETG Certified Clean Containers

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene PETG Certified Clean Containers Die zertifiziert reinen Thermo Scientific Nalgene PETG-Behälter bieten Schutz vor Undichtigkeit, Bruch und Strahlungskontamination bei Reinraumanwendungen. Kapazität (metrisch): 250 ml Kapazität (angloamerikanisch): 8,5 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 2,4 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 61 cm (1,1 in.) Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Sauberer Behälter Zertifizierung/Konformität: Konformität mit USP Klasse IV, Tests auf anomale Toxizität gemäß der Europäischen Pharmakopöe und physikochemischen Tests gemäß USP 661. Hergestellt in einem Reinraum der ISO 14644-1 Klasse 7. Zertifiziert steril (SAL 10sup-6/sup), nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch und nicht-hämolytisch. Closure Included: Ja Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 61 mm Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 5,75 in. Höhe (metrisch): 146 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1379
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108720194

