



Nalgene® PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss: Autoklavierbar Führen Sie Laboranwendungen, die hervorragende chemische Beständigkeit und Autoklavieren mit und ohne Inhalt erfordern, mit Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Enghalsflaschen mit Verschluss durch. Fassungsvermögen: 125 ml, 4 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend
Beschreibung: Autoklavierbare Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO)
Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 24 mm
Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1520 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes
Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 24 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss
Einwegprodukt: No Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 3.97 in. Öffnung: Enghals Form: Boston rund Dispensierung durch den

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0262
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228720066

