



Nalgene® Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss Mit stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv. Fassungsvermögen: 1 l Kapazität (metrisch): 1 l Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Beschreibung: Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 27 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1580 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 99 mm Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 9.05 in. Höhe (metrisch): 221 mm Öffnung: Enghals Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 3.64 in. Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0511
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228722050

