



Nalgene[®] Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss Mit stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv. Fassungsvermögen: 16 oz., 0.5 L Kapazität (metrisch): 0.5 L Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 27 mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 38 mm Zertifizierung/Konformität: Manufactured in compliance with ISO 13485:2016 quality requirements. Bottles and Closures meet the requirements of 21CFR177.1580 for food and beverage use, USP Class VI. Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 38-430 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Screw Cap Höhe (angloamerikanisch): 9.8 in. Öffnung: Narrow Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0510
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228722049

