



## Nalgene<sup>®</sup> Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss Mit stoßfesten Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonat-Enghalsflaschen mit Verschluss gefrieren Sie Ihre Proben effektiv. Fassungsvermögen: 0.625 gal., 2.5L Kapazität (metrisch): 2.5 L Kapazität (angloamerikanisch): 0.625 gal. Beschreibung: Narrow-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 25mm Anzahl pro Karton: 1 Anzahl pro Packung: 1 Typ: Enghalsflasche Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 38mm Zertifizierung/Konformität: Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Flaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1580 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI. Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 121 mm Höhe (angloamerikanisch): 9,8 in. Höhe (metrisch): 295 mm Öffnung: Eng Form: Rund Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 4,75 in. Unit Size: Each

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-2129
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228722052

