



Nalgene[®] Polycarbonate Biotainer Flaschen und

Artikelbilder



10

Beschreibung

Nalgene Polycarbonate Biotainer Flaschen und Ballonflaschen Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific Nalgene Biotainer Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren. Kapazität (metrisch): 5 l Kapazität (angloamerikanisch): 169,1 oz. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 48 mm Anzahl pro Karton: 6 Anzahl pro Packung: 6 Typ: Flasche und Ballonflasche Auskleidungsmaterial: Silikon Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI, nicht zytotoxisch, USP It;661gt,, pyrogenfrei, FDA 21CFR 177.1315 Closure Included: Ja Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Durchmesser (metrisch): 166 mm Zur Verwendung mit (Geräte): Einfrieren Graduated: Ja Höhe (angloamerikanisch): 11,8 in. Höhe (metrisch): 299 mm Öffnung: Eng Form: Quadratisch Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-1056
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108734052

