



Nalgene[®] Quadratische Flaschen (PP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Quadratische Flaschen (PP) Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden. Fassungsvermögen: 500 ml, 16 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 2.9 Zoll Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.1 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 28 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: 38 – 430 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlusstyp: Schraubverschluss Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 6.9 in. Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 2.93 in. Unit Size: Case of 48

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0290
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228720165

