



Nalgene[®] Quadratische Flaschen (PP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Quadratische Flaschen (PP) Thermo Scientific Nalgene quadratische Flaschen aus Polypropylen-Copolymer sind quadratisch und sparen damit Platz. Sie können mehrmals autoklaviert werden. Fassungsvermögen: 2 oz., 60 mL Kapazität (metrisch): 60mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 Unzen Beschreibung: Narrow-Mouth Square Bottle Durchmesser (angloamerikanisch): 1.6 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0,7 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 18mm Enthält: Leakproof polypropylene screw closures Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural, translucent Graduierungen: Yes Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 24mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 3.3 in. Öffnung: Narrow Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.61 in. Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0287
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	228720162

