



## Nalgene<sup>®</sup> Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen mit Verschluss Bewahren Sie wässrige Lösungen in den haltbaren und autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Quadratische Polycarbonat-Flaschen auf, die sich auch für die Kurzzeitaufbewahrung von Medien eignen. Fassungsvermögen: 30 ml (1 oz.) Kapazität (metrisch): 30 ml Kapazität (angloamerikanisch): 1 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Enghalsflasche Innendurchmesser (metrisch) Hals: 14 mm Enthält: Auslaufsichere Schraubverschlüsse aus Polypropylen Material: Polycarbonat (PC) Anzahl pro Karton: 96 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Narrow Mouth Bottle Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Graduierungen: Ja Zertifizierung/Konformität: USP Class VI; FDA - 21 CFR Closure Included: Yes Autoklavierbar: Ja Verschlussgröße: 20 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 38 mm Graduated: Yes Höhe (angloamerikanisch): 2.5 in. Höhe (metrisch): 64 mm Öffnung: Enghals Form: Square Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 1.5 in. Unit Size: Case of 96

## Zusätzliche Informationen

---

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Art.-Nr.           | CD-0279   |
| Hersteller (Marke) | Nalgene   |
| VGKL Nummer        | 228720155 |

