



Nalgene® Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss Nalgene Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen sind bruchsicher, garantiert auslaufsicher und zertifiziert steril und eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Zertifizierungsparameter: Sterile, Metals and water quality, Cyanide, Fluoride Beschreibung: 500 ml Nalgene HDPE Flasche WM Sterile Enthält: Certified containers come with the following features: Certified sterile Certificate of Analysis (CofA) included in the case and barcoded with lot number for traceability; Each container individually barcoded with lot number and unique container number; E Anzahl pro Karton: 40 Verpackung: Fall von 40 Ersatzverschluss: NA Transparenz: lichtdurchlässig Verschlussfarbe: weiß Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.87 in. Füllstand: Certified Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 19,4 Unzen Volumen bis Rand (metrisch): 575mL Zertifizierung/Konformität: Certified Sterile; Certified containers meet or exceed EPA performance-based standards for metals, cyanide, and fluoride; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Auslaufsicheres Polypropylen Höhe (angloamerikanisch): 6,61 in. Höhe (metrisch): 168 mm Unit Size: Case of 40

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2206
Hersteller (Marke)	Nalgene

