



Nalgene[®] Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.8 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 45.7 mm Anzahl pro Karton: 24 Ersatzverschluss: B167-5800BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.36 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 4.6 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 137 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 58 bis 400 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Oben geschlossene Kappe Höhe (angloamerikanisch): 2,71 in. Höhe (metrisch): 69 mm Öffnung: Weit Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0996
Hersteller (Marke)	Nalgene

