



## Nalgene® Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

### Artikelbilder

### Beschreibung

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 3 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 76.2 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-8900BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.58 in. Füllstand: Certified Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 16.1 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 477 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 89 bis 400 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Oben geschlossene Kappe Höhe (angloamerikanisch): 3,77 in. Höhe (metrisch): 96 mm Öffnung: Weit Unit Size: Case of 12

### Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0998
Hersteller (Marke)	Nalgene

