



Nalgene® Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 50.8 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-7000BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.87 in. Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 9 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 268 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 70-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 3.5 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0070
Hersteller (Marke)	Nalgene

