



Nalgene® Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 2 oz., 60 mL Kapazität (metrisch): 60 mL Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.75 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 44.4 mm Anzahl pro Karton: 24 Ersatzverschluss: B167-5300BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.16 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 2.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 74 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 53-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 1.92 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0496
Hersteller (Marke)	Nalgene

