



## Nalgene<sup>®</sup> Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 64 oz., 2000 mL Kapazität (metrisch): 2000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 3.75 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 95.2 mm Anzahl pro Karton: 6 Ersatzverschluss: B167-1100BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 5.62 in. Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 65.3 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1930 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 110-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 6.25 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 6

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0083
Hersteller (Marke)	Nalgene

