



Nalgene® Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 45.7 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-7000BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.87 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 9 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 268 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 70-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 3.5 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0498
Hersteller (Marke)	Nalgene

