



## Nalgene® Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Transparente Kurzprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Entwickelt für die Entnahme von Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Zielanalyten, für die kein Lichtschutz erforderlich ist. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Clear Glass Short Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 3 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 76.2 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-8900BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.58 in. Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 16.1 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 477 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 89-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 3.77 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-0071
Hersteller (Marke)	Nalgene

