



Nalgene® Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalsverschlussgefäßen mit langem Profil vor Licht. Fassungsvermögen: 32 oz., 950 mL Kapazität (metrisch): 950 mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, O and G, DRO, TPH, metals Beschreibung: Clear Glass Tall Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 3 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 76.2 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: B167-8900BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 3.74 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 32.9 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 972 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analyses, Oil grease, diesel range organics and THP by EPA 1664; manufactured under an ISO certified quality management Verschlussgröße: 89-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 6.69 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0520
Hersteller (Marke)	Nalgene

