



Nalgene[®] Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalsverschlussgefäßen mit langem Profil vor Licht. Fassungsvermögen: 4 oz., 125 mL Kapazität (metrisch): 125 mL Kapazität (angloamerikanisch): 4 oz. Zertifizierungsparameter: None Beschreibung: Clear Glass Tall Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.4 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 35.5 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: NA Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2 in. Füllstand: Unprocessed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 148 mL Zertifizierung/Konformität: None Verschlussgröße: 48-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 4.01 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0095
Hersteller (Marke)	Nalgene

