



Nalgene® Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalsverschlussgefäßen mit langem Profil vor Licht. Fassungsvermögen: 64 oz., 2000 mL Kapazität (metrisch): 2000 mL Kapazität (angloamerikanisch): 64 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Tall Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2.7 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 68.5 mm Anzahl pro Karton: 6 Ersatzverschluss: B167-8300BL Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 4.88 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 67.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 1996 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 83-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlusstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 8.42 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 6

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0523
Hersteller (Marke)	Nalgene

