



Nalgene® Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss

Artikelbilder

Beschreibung

Transparente Langprofil-Weithalsglasgefäße mit Verschluss Schützen Sie Boden-, Schlamm- und Abfallproben für eine Vielzahl organischer und anorganischer Zielanalyten in diesen Klarglas-Weithalsverschlussgefäßen mit langem Profil vor Licht. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500 mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 oz. Zertifizierungsparameter: Semi-VOA, pesticides, PCBs, metals Beschreibung: Clear Glass Tall Jar Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 2 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 50.8 mm Anzahl pro Karton: 12 Ersatzverschluss: NA Typ: Jar Verschlussfarbe: White Außendurchmesser (angloamerikanisch): 2.99 in. Füllstand: Processed Auskleidungsmaterial: PTFE Volumen bis Rand (angloamerikanisch): 17.5 oz. Volumen bis Rand (metrisch): 518 mL Zertifizierung/Konformität: Certified and Processed jars meet or exceed EPA performance based standards for semi-volatile organics, pesticides, PCB's and metals analysis; manufactured under an ISO certified quality management system. Verschlussgröße: 70-400 mm Verschlussmaterial: Polypropylene Verschlussstyp: Closed-top Cap Höhe (angloamerikanisch): 5.7 in. Öffnung: Wide Unit Size: Case of 12

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0519
Hersteller (Marke)	Nalgene

