



Nalgene® Weithalsflaschen (PMP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Weithalsflaschen (PMP) Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20 bis +175C verwendet werden. Fassungsvermögen: 8 oz., 250 mL Kapazität (metrisch): 250mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 Unzen Beschreibung: Wide-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33mm Anzahl pro Karton: 24 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 43mm Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 5.05 in. Öffnung: Wide Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 2.35 in. Unit Size: Case of 24

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0369
Hersteller (Marke)	Nalgene

