



Nalgene® Weithalsflaschen (PMP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Weithalsflaschen (PMP) Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20 bis +175C verwendet werden. Fassungsvermögen: 16 oz., 500 mL Kapazität (metrisch): 500mL Kapazität (angloamerikanisch): 16 Unzen Beschreibung: Wide-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 38mm Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 48mm Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 48 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Höhe (angloamerikanisch): 4.48 in. Öffnung: Wide Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0370
Hersteller (Marke)	Nalgene

