



Nalgene[®] Weithalsflaschen (PMP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Weithalsflaschen (PMP) Thermo Scientific Nalgene durchsichtige Polymethylpenten-Weithalsflaschen können im Temperaturbereich von +20 bis +175C verwendet werden. Fassungsvermögen: 32 oz., 1000 mL Kapazität (metrisch): 1000mL Kapazität (angloamerikanisch): 32 Unzen Beschreibung: Wide-Mouth Bottle Innendurchmesser (metrisch) Hals: 43mm Anzahl pro Karton: 16 Anzahl pro Packung: 4 Typ: Wide Mouth Bottle Verschlussfarbe: Natural Halsausführung: 53mm Closure Liner: Linerless Closure Included: Yes Autoklavierbar: Autoclavable Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlussstyp: Schraube Graduated: No Höhe (angloamerikanisch): 8.2 in. Öffnung: Wide Form: Round Dispensierung durch den Verschluss: No Breite (angloamerikanisch): 3.56 in. Unit Size: Case of 16

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0371
Hersteller (Marke)	Nalgene

