



Nalgene® Weithalsflaschen, quadratisch (PP)

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene Weithalsflaschen, quadratisch (PP) Thermo Scientific Nalgene quadratische Weithalsflaschen aus Polypropylen-Copolymer besitzen eine weite Halsöffnung zum einfachen Reinigen, Füllen und Entnehmen. Fassungsvermögen: 60 ml, 2 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 2 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Weithalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 1.4 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 0.8 Zoll Innendurchmesser (metrisch) Hals: 21 mm Material: Polypropylen-Copolymer (PPCO) Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Quadratische Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA – 21 CFR Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Autoklavierbar: Autoklavierbar Verschlussgröße: 28 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Schraubverschluss Durchmesser (metrisch): 36 mm Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 3,3 in. Höhe (metrisch): 83 mm Öffnung: Weit Form: Quadratisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 1,45 in. Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0372
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108721101

