



## Nalgene® eckige Medienflaschen aus PETG

### Artikelbilder

### Beschreibung

Nalgene eckige Medienflaschen aus PETG Die Thermo Scientific Nalgene eckigen Medienflaschen aus PETG sind zertifiziert steril und nicht-pyrogenisch. Kapazität (metrisch): 250 mL Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Durchmesser (angloamerikanisch): 2.4 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.10 in. Zur Verwendung mit (Anwendung): Sampling, Preparation, Containment, Prolonged Storage Höhe (metrisch) mit Verschluss: 144 mm Anzahl pro Karton: 48 Anzahl pro Packung: 12 Temperaturbereich (metrisch): gt;40deg;C Gewicht (angloamerikanisch): 10.2 lb. Zertifizierung/Konformität: USP Class VI Compliant, Certified Radiation Stabilized (SAL 10sup-6/sup) Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 59 mm Höhe (angloamerikanisch): 5,75 in. Öffnung: Eng Breite (angloamerikanisch): 12,12 in. Unit Size: Case of 48

### Zusätzliche Informationen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr.           | CD-3637 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

