



Nalgene[®] quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss

Artikelbilder



Beschreibung

Nalgene™ quadratische HDPE-Weithalsflaschen mit Verschluss Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische HDPE-Flaschen können einfach befüllt werden. Durch hervorragende chemische Beständigkeit eignen sich diese Flaschen für eine Vielzahl von Anwendungen. Fassungsvermögen: 250 ml, 8 oz. Kapazität (angloamerikanisch): 8 oz. Farbe: Naturfarben, durchscheinend Beschreibung: Quadratische Weithalsflasche Durchmesser (angloamerikanisch): 2.4 in. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals: 1.3 in. Innendurchmesser (metrisch) Hals: 33 mm Anzahl pro Karton: 72 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Quadratische Weithalsflasche Verschlussfarbe: Naturfarben, durchscheinend Zertifizierung/Konformität: USP Klasse VI; FDA – 21 CFR Closure Liner: Ohne Einlage Closure Included: Ja Verschlussgröße: 43 mm Verschlussmaterial: Polypropylen (PP) Verschlussstyp: Schraubverschluss Graduated: Nein Höhe (angloamerikanisch): 4.5 Zoll Öffnung: Weite Form: Quadratisch Dispensierung durch den Verschluss: Nein Breite (angloamerikanisch): 2,4 in. ACT Label: Ja Unit Size: Case of 72

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-0379
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	108721143

