



## Nalgene® quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss

### Artikelbilder

---



# Beschreibung

Nalgene quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss: Nicht steril, auf Tablett eingeschweißt Nutzen Sie für Verpackung und Versand von flüssigen Medien, Puffern und Seren die quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Diese dickwandigen und robusten Flaschen stellen eine hervorragende Gassperre dar und sind speziell für die Aufbewahrung von Medien und Seren vorgesehen. Dicke und robuste Wände Bruchbeständig Bietet ausgezeichnete Barriereigenschaften für Gas In Schrumpffolientabletts Eingegossene Graduierungen Durchsichtige Flasche für eine einfache Identifizierung des Inhalts Nicht steril Auslaufsichert Garantie: 90 Tage Kapazität (metrisch): 500 ml Verschlussmaterial: HDPE Bezeichnung: 500 ml, 38 – 430 Verschluss, auf Tablett verpackt Durchmesser (angloamerikanisch): 2.9 Zoll Innendurchmesser des Halses (angloamerikanisch): 1.1 Zoll Innendurchmesser des Halses (metrisch): 28 mm Höhe (angloamerikanisch): 6.97 Zoll Verschlussgröße: 38 bis 430 mm Durchmesser (metrisch): 74 mm Höhe (metrisch): 177 mm Öffnung: Eng

# Zusätzliche Informationen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Art.-Nr.           | CD-1019 |
| Hersteller (Marke) | Nalgene |

